



**56. ročník**

**2019/2020**


**ŠKOLNÍ KOLO**

**Kategorie A**

---

**Praktická část – Zadání**

40 bodů


**PRAKTICKÁ ČÁST****40 BODŮ****Autor****Doc. Ing. Petr Exnar, CSc.***Technická univerzita v Liberci***Recenze****RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.***PřF UK, Praha***RNDr. Václav Soukup***Masarykovo gymnázium, Plzeň*

Praktická část letošního ročníku kategorie A bude věnována analytické problematice anorganického znečištění přírodních i odpadových vod. Vyzkoušíte si nejen kvalitativní analýzu významných kovových kationtů a anorganických aniontů, ale také využití argentometrických, acidobazických a komplexometrických titrací pro jejich kvantitativní stanovení. Ve školním kole bude kvalitativní analýza kovových kationtů a v krajském kole kvalitativní analýza aniontů. V celostátním kole pak bude kvalitativní stanovení jak vybraných kationtů, tak aniontů. Věnujte samozřejmě pozornost i správné laboratorní praxi, jako je například zacházení s odměrným sklem a provedení titračního stanovení.

V doporučené literatuře se zaměřte na pojmy „kvalitativní stanovení anorganických látek“, „acidobazické titrace“, „komplexometrie“ a „argentometrie“, s důrazem na pochopení jednotlivých stanovení, správného provedení a vyhodnocení experimentu ve spojení s výpočty týkajícími se výsledků analýzy.

**Doporučená literatura:**

- 1) Z. Holzbecher, J. Jeník, L. Šůcha, F. Vlášil, J. Vrbský: Analytická chemie, SNTL/Alfa 1968, str. 289–312.
- 2) A. Okáč: Analytická chemie kvalitativní, Academia 1966, str. 214–219, 249–257, 316–331, 345–356, 407–412, 467–481.
- 3) M. Bartoš, J. Šrámková, V. Staněk, F. Renger, J. Kalous: Analytická chemie I, Univerzita Pardubice 2004, dostupné na: <http://meloun.upce.cz/docs/analchem1/skripta.pdf>, str. 23–56, 102–105, 107–123, 144–150.
- 4) M. Bartoš, I. Švancara, J. Šrámková: Laboratorní cvičení z analytické chemie I., Univerzita Pardubice 2004, dostupné na: [http://www.chemici.borec.cz/txt/anal\\_lab.pdf](http://www.chemici.borec.cz/txt/anal_lab.pdf), str. 7–58, 69–80.

**Úloha 1 Stanovení obsahu stříbra argentometrickou metodou 20 bodů  
(titrací podle Volharda)**


Roztok thiokyanatanu amonného tvoří v prostředí kyseliny dusičné s kationtem stříbrným nerozpustnou bílou sraženinu thiokyanatanu stříbrného. Jako indikátor slouží kationt železitý. Po dosažení ekvivalence se začne tvořit s přebytečným aniontem thiokyanatanovým intenzivně červeně zbarvený rozpustný komplex  $\text{Fe}[\text{Fe}(\text{SCN})_6]$ . Uvedené stanovení může sloužit i pro nepřímé stanovení obsahu halogenidových aniontů v roztoku po přidání přebytku roztoku dusičnanu stříbrného a zpětnou titrací nezreagovaného kationtu stříbrného roztokem thiokyanatanu amonného.

**Úkol:**

Odměrným roztokem  $\text{NH}_4\text{SCN}$  stanovte obsah stříbra v předloženém vzorku na indikátor roztok síranu železitoamonného. V ekvivalenci vzniká červenohnědé zbarvení komplexu  $\text{Fe}[\text{Fe}(\text{SCN})_6]$ . Vyjádřete obsah stříbra (jako Ag) v předloženém roztoku ve formě  $\text{g dm}^{-3}$ .

**Pomůcky:**

- byreta 25 ml
- laboratorní stojan s držákem byrety
- titrační baňky 250 ml 2 kusy
- pipeta 10 ml
- pipetík nebo pipetovací balonek
- odměrný váleček 5 ml
- odměrný váleček 50 ml
- skleněná hnědá lahvička 100 ml na roztok  $\text{AgNO}_3$
- skleněná lahvička 250 ml na odměrný roztok  $\text{NH}_4\text{SCN}$
- skleněná lahvička 250 ml na roztok  $\text{HNO}_3$
- malá plastová nebo skleněná lahvička 25 ml (např. Bralen) na roztok  $(\text{NH}_4)\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$
- kádinka 25 ml 2 kusy
- malá nálevka
- stříčka s dest. vodou
- Mendělejevova periodická tabulka prvků s relativními atomovými hmotnostmi




**Chemikálie:**

- roztok s obsahem kationtu stříbrného
- $\text{NH}_4\text{SCN}$ ;  $c = 0,05 \text{ mol dm}^{-3}$
- $(\text{NH}_4)\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ; cca 40% roztok
- $\text{HNO}_3$ ;  $c = 1 \text{ mol dm}^{-3}$

**Pracovní postup:**

- 1) Do titrační baňky napipetujte 10,0 ml předloženého roztoku s obsahem kationtu stříbrného a pipetu ihned opláchněte destilovanou vodou.
- 2) Dále do titrační baňky přidejte odměrným válečkem 1 ml indikátoru (40% roztoku síranu železitoamonného) a 30 ml zředěné  $\text{HNO}_3$  ( $c = 1 \text{ mol dm}^{-3}$ ).
- 3) Připravenou směs titrujte roztokem thiokyanatanu amonného ( $c = 0,05 \text{ mol dm}^{-3}$ ) za stálého míchání do prvního trvalého červenohnědého zbarvení.
- 4) Stanovení proveďte opakovaně (1x orientačně, 3x přesně) a z přesných stanovení vypočítejte průměr (na dvě desetinná místa).
- 5) Ze získaných výsledků vypočítejte hmotnostní koncentraci stříbra v předloženém roztoku (jako Ag) ve formě  $\text{g dm}^{-3}$ .
- 6) Napište a vyčíslete rovnice reakcí uvedených v pracovním listu.

**Úloha 2 Kvalitativní stanovení kovových kationtů****20 bodů**

V průmyslově znečištěných vodách se vyskytuje řada kationtů kovů. Před jejich případným kvantitativním stanovením je nutné určit kvalitativně další přítomné kationty, které by mohly zkreslit výsledky stanovení.

**Úkol:**

V předložených vzorcích roztoků kvalitativně určete přítomnost významných koncentrací kationtů vybraných kovů ( $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$ ,  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Co}^{2+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$  a  $\text{Ba}^{2+}$ ).

**Pomůcky:**


- zkumavky (cca 20 kusů)
- stojan na zkumavky (1 kus)
- kádinka 400 nebo 600 ml na zásobní zkumavky (1 kus)
- nádoby na vzorky a roztoky 50 až 60 ml 6 kusů, nejlépe plastové s kapátkem Bralen 60 ml
- nádoby na roztoky 25 ml 8 kusů, nejlépe plastové s kapátkem Bralen 25 ml
- pH papírky

**Chemikálie:**

- vzorky s obsahem vybraných kovů:  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$ ,  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Co}^{2+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$  a  $\text{Ba}^{2+}$
- činidla:
  - roztok hexakvanoželezitanu draselného; cca 0,5% roztok
  - roztok dimethylglyoximu; 1% roztok dimethylglyoximu v ethanolu
  - roztok kyseliny dusičné;  $c = 2 \text{ mol dm}^{-3}$
  - roztok amoniaku;  $c = 2 \text{ mol dm}^{-3}$
  - roztok thiokyanatanu draselného; cca 0,5% roztok
  - roztok kyseliny chlorovodíkové;  $c = 2 \text{ mol dm}^{-3}$
  - roztok hexakvanoželezitanu draselného; cca 0,5% roztok
  - roztok KI; cca 0,5% roztok
  - roztok kyseliny sírové;  $c = 2 \text{ mol dm}^{-3}$
  - roztok vlnanu amonného

**Pracovní postup:**

- 1) Do zkumavky odlejte vždy po cca 1 ml roztoku (cca 1 cm ve zkumavce) a pomocí specifických reakcí určete přítomné kationty vybraných prvků. V každé zkumavce jsou přítomny vždy dva sledované kovové kationty ve významném množství.
- 2) Napište a vyčíslete rovnice reakcí uvedených v pracovním listu.

**SPECIFICKÉ REAKCE:****Kation železnatý Fe<sup>2+</sup>**

- a) Roztok hexakynoželezitanu draselného reaguje v neutrálním nebo slabě kyselém prostředí s Fe<sup>2+</sup> za vzniku intenzivně modrého zbarvení až sraženiny (berlínská modř).
- b) K roztoku s Fe<sup>2+</sup> se přidá stejný objem činidla dimethylglyoximu a dále roztok amoniaku ( $c = 2 \text{ mol dm}^{-3}$ ) do alkalické reakce. Důkazem je vznik intenzivně červeného zbarvení (ne sraženiny).

**Kation železitý Fe<sup>3+</sup>**

- a) Roztok hexakynoželezitanu draselného reaguje ve slabě kyselém prostředí s Fe<sup>3+</sup> za vzniku intenzivně modrého zbarvení až sraženiny (berlínská modř).
- b) Ke slabě kyselému roztoku s Fe<sup>3+</sup> se přidá několik kapek roztoku thiokyanatanu draselného. Důkazem je vznik intenzivně červeného zbarvení.

**Kation nikelnatý Ni<sup>2+</sup>**

- a) K roztoku s Ni<sup>2+</sup> se přidá stejný objem činidla dimethylglyoximu a dále roztok amoniaku ( $c = 2 \text{ mol dm}^{-3}$ ) do alkalické reakce. Důkazem je vznik červené sraženiny.

**Kation stříbrný Ag<sup>+</sup>**

- a) Roztok HCl sráží v kyselém prostředí bílou sraženinu AgCl, rozpustnou v přebytku NH<sub>4</sub>OH ( $c = 2 \text{ mol dm}^{-3}$ ). Po okyselení roztoku se sraženina opět vylučuje.
- b) Roztok KI sráží ve slabě kyselém nebo neutrálním prostředí slabě žlutou sraženinu AgI, která není rozpustná v amoniaku (tam pouze bělá) ani v roztoku vlnanu amonného.

**Kation mědnatý Cu<sup>2+</sup>**

- a) K roztoku s Cu<sup>2+</sup> se přidá přebytek roztoku amoniaku ( $c = 2 \text{ mol dm}^{-3}$ ) do alkalické reakce. Důkazem je vznik intenzivně modrofialového zbarvení.
- b) Roztok hexakynoželezitanu draselného reaguje v neutrálním nebo slabě kyselém prostředí s Cu<sup>2+</sup> za vzniku hnědé sraženiny nebo hnědého zbarvení. Stanovení ruší přítomnost Fe<sup>3+</sup> vznikem modrého zbarvení nebo sraženiny (berlínská modř).

**Kation kobaltnatý Co<sup>2+</sup>**

- a) K neutrálnímu roztoku s Co<sup>2+</sup> se přidá stejný objem činidla dimethylglyoximu a dále roztok kyseliny chlorovodíkové ( $c = 2 \text{ mol dm}^{-3}$ ) do kyselé reakce. Důkazem je vznik intenzivně hnědého zbarvení stálého v kyselém prostředí.

**Kation olovnatý Pb<sup>2+</sup>**

- a) Roztok KI sráží ve slabě kyselém nebo neutrálním prostředí sytě žlutou sraženinu PbI<sub>2</sub>.
- b) Roztok kyseliny sírové sráží málo rozpustný PbSO<sub>4</sub>, který je však rozpustný v amoniakálním roztoku vlnanu amonného (rozdíl proti BaSO<sub>4</sub>). Je však nutné přidat amoniak do alkalické reakce a dále přebytek roztoku vlnanu.

**Kation barnatý Ba<sup>2+</sup>**

- a) Roztok kyseliny sírové sráží velmi málo rozpustný BaSO<sub>4</sub>, který je nerozpustný v silně alkalickém prostředí vlnanu (rozdíl proti PbSO<sub>4</sub>).

--

## PRACOVNÍ LIST

---

### Úloha 1 Stanovení obsahu stříbra argentometrickou metodou 30 bodů (titrací podle Volharda)

#### 1) Spotřeby roztoku thiokyanatanu amonného

Předběžné stanovení [ml]	1. stanovení [ml]	2. stanovení [ml]	3. stanovení [ml]	Průměrná spotřeba [ml]

<b>body:</b>
--------------

#### 2) Výpočet hmotnostní koncentrace stříbra ve vzorku:

	<b>body:</b>
--	--------------

#### 3) Napište a vyčíslete následující rovnice.

<p>a) reakce thiokyanatanu amonného s dusičnanem stříbrným</p>  <p>b) reakce thiokyanatanu amonného se síranem železitoamonným</p>	<b>body:</b>
--	--------------

--

**Úloha 2      Kvalitativní stanovení kovových kationtů****20 bodů****1) Kvalitativní stanovení kovových iontů**

Vzorek 1 přítomné kationty	Vzorek 2 přítomné kationty	Vzorek 3 přítomné kationty	Vzorek 4 přítomné kationty

<b>body:</b>
--------------

**2) Napište a vyčíslete následující rovnice.**

- |  |  |              |
|--|--|--------------|
| <p>a) reakce roztoků chloridu amonného a dusičnanu stříbrného (iontově)</p> <p>b) reakce roztoků dusičnanu olovnatého a síranu amonného (iontově)</p> <p>c) reakce roztoku hydroxidu amonného s chloridem stříbrným</p> <p>d) reakce roztoku síranu měďnatého s hydroxidem amonným</p> | <table border="1"><tr><td><b>body:</b></td></tr></table> | <b>body:</b> |
| <b>body:</b>   |  |              |





# PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

1 I. A	2 II. A	3 III. B	4 IV. B	5 V. B	6 VI. B	7 VII. B	8 VIII. B	9 VIII. B	10 VIII. B	11 I. B	12 II. B	13 III. A	14 IV. A	15 V. A	16 VI. A	17 VII. A	18 VIII. A
1 1,00794 <b>H</b> 1 2,20 Vodík																	2 4,0026 <b>He</b> Helium
2 6,941 <b>Li</b> 3 0,97 Lithium	4 9,0122 <b>Be</b> 4 1,50 Beryllium											5 10,811 <b>B</b> 5 2,00 Bor	6 12,011 <b>C</b> 6 2,50 Uhlík	7 14,007 <b>N</b> 7 3,10 Dusík	8 15,999 <b>O</b> 8 3,50 Kyslík	9 18,998 <b>F</b> 9 4,10 Fluor	10 20,179 <b>Ne</b> Neon
3 22,990 <b>Na</b> 11 1,00 Sodík	12 24,305 <b>Mg</b> 12 1,20 Hořčík											13 26,982 <b>Al</b> 13 1,50 Hliník	14 28,085 <b>Si</b> 14 1,70 Křemík	15 30,974 <b>P</b> 15 2,10 Fosfor	16 32,06 <b>S</b> 16 2,40 Síra	17 35,453 <b>Cl</b> 17 2,80 Chlor	18 39,948 <b>Ar</b> Argon
4 39,098 <b>K</b> 19 0,91 Draslík	20 40,078 <b>Ca</b> 20 1,00 Vápník	21 44,956 <b>Sc</b> 21 1,30 Skandium	22 47,867 <b>Ti</b> 22 1,30 Titan	23 50,942 <b>V</b> 23 1,50 Vanad	24 51,996 <b>Cr</b> 24 1,60 Chrom	25 54,938 <b>Mn</b> 25 1,60 Mangan	26 55,845 <b>Fe</b> 26 1,60 Železo	27 58,933 <b>Co</b> 27 1,70 Kobalt	28 58,693 <b>Ni</b> 28 1,70 Nikl	29 63,546 <b>Cu</b> 29 1,70 Měď	30 65,38 <b>Zn</b> 30 1,70 Zinek	31 69,723 <b>Ga</b> 31 1,80 Gallium	32 72,61 <b>Ge</b> 32 2,00 Germanium	33 74,922 <b>As</b> 33 2,20 Arzen	34 78,971 <b>Se</b> 34 2,50 Selen	35 79,904 <b>Br</b> 35 2,70 Brom	36 83,798 <b>Kr</b> Krypton
5 85,468 <b>Rb</b> 37 0,89 Rubidium	38 87,62 <b>Sr</b> 38 0,99 Stroncium	39 88,906 <b>Y</b> 39 1,10 Yttrium	40 91,224 <b>Zr</b> 40 1,20 Zirkonium	41 92,906 <b>Nb</b> 41 1,20 Niob	42 95,95 <b>Mo</b> 42 1,30 Molybden	43 -98 <b>Tc</b> 43 1,40 Technecium	44 101,07 <b>Ru</b> 44 1,40 Ruthenium	45 102,91 <b>Rh</b> 45 1,40 Rhodium	46 106,42 <b>Pd</b> 46 1,30 Palladium	47 107,87 <b>Ag</b> 47 1,40 Stříbro	48 112,41 <b>Cd</b> 48 1,50 Kadmium	49 114,82 <b>In</b> 49 1,50 Indium	50 118,71 <b>Sn</b> 50 1,70 Cín	51 121,75 <b>Sb</b> 51 1,80 Antimon	52 127,60 <b>Te</b> 52 2,00 Tellur	53 126,90 <b>I</b> 53 2,20 Jod	54 131,29 <b>Xe</b> Xenon
6 132,91 <b>Cs</b> 55 0,86 Cesium	56 137,33 <b>Ba</b> 56 0,97 Baryum		72 178,49 <b>Hf</b> 72 1,20 Hafnium	73 180,95 <b>Ta</b> 73 1,30 Tantal	74 183,84 <b>W</b> 74 1,30 Wolfram	75 186,21 <b>Re</b> 75 1,50 Rhenium	76 190,23 <b>Os</b> 76 1,50 Osmium	77 192,22 <b>Ir</b> 77 1,50 Iridium	78 195,08 <b>Pt</b> 78 1,40 Platina	79 196,97 <b>Au</b> 79 1,40 Zlato	80 200,59 <b>Hg</b> 80 1,40 Rtuť	81 204,38 <b>Tl</b> 81 1,40 Thallium	82 207,20 <b>Pb</b> 82 1,50 Olovo	83 208,98 <b>Bi</b> 83 1,70 Bismut	84 -209 <b>Po</b> 84 1,80 Polonium	85 -210 <b>At</b> 85 1,90 Astat	86 -222 <b>Rn</b> Radon
7 -223 <b>Fr</b> 87 0,86 Francium	88 226,03 <b>Ra</b> 88 0,97 Radium		104 261,11 <b>Rf</b> 104 1,20 Rutherfordium	105 262,11 <b>Db</b> 105 1,20 Dubnium	106 263,12 <b>Sg</b> 106 1,20 Seaborgium	107 262,12 <b>Bh</b> 107 1,20 Bohrium	108 270 <b>Hs</b> 108 1,20 Hassium	109 268 <b>Mt</b> 109 1,20 Meitnerium	110 281 <b>Ds</b> 110 1,20 Darmstadtium	111 280 <b>Rg</b> 111 1,20 Roentgenium	112 277 <b>Cn</b> 112 1,20 Kopernicium	113 -287 <b>Nh</b> 113 1,20 Nihonium	114 289 <b>Fl</b> 114 1,20 Flerovium	115 -288 <b>Mc</b> 115 1,20 Moscovium	116 -289 <b>Lv</b> 116 1,20 Livermorium	117 -291 <b>Ts</b> 117 1,20 Tennessin	118 293 <b>Og</b> 118 1,20 Oganesson

Diagram illustrating the structure of an element box (Vanadium, V):

- 50,942: Relativní atomová hmotnost
- V: Značka
- 23: Protonové číslo
- 1,50: Elektronegativita
- Vanad: Název

6 LANTHANOIDY	57 138,91 <b>La</b> 1,10 Lanthan	58 140,12 <b>Ce</b> 1,10 Cer	59 140,91 <b>Pr</b> 1,10 Praseodym	60 144,24 <b>Nd</b> 1,10 Neodym	61 -145 <b>Pm</b> 1,10 Promethium	62 150,36 <b>Sm</b> 1,10 Samarium	63 151,96 <b>Eu</b> 1,00 Europium	64 157,25 <b>Gd</b> 1,10 Gadolinium	65 158,93 <b>Tb</b> 1,10 Terbium	66 162,50 <b>Dy</b> 1,10 Dysprosium	67 164,93 <b>Ho</b> 1,10 Holmium	68 167,26 <b>Er</b> 1,10 Erbium	69 168,93 <b>Tm</b> 1,10 Thulium	70 173,04 <b>Yb</b> 1,10 Ytterbium	71 174,97 <b>Lu</b> 1,10 Lutecium
7 AKTINOIDY	89 227,03 <b>Ac</b> 1,00 Aktinium	90 232,04 <b>Th</b> 1,10 Thorium	91 231,04 <b>Pa</b> 1,10 Proaktinium	92 238,03 <b>U</b> 1,20 Uran	93 237,05 <b>Np</b> 1,20 Neptunium	94 {244} <b>Pu</b> 1,20 Plutonium	95 -243 <b>Am</b> 1,20 Americium	96 -247 <b>Cm</b> 1,20 Curium	97 -247 <b>Bk</b> 1,20 Berkelium	98 -251 <b>Cf</b> 1,20 Kalifornium	99 -252 <b>Es</b> 1,20 Einsteinium	100 -257 <b>Fm</b> 1,20 Fermium	101 -258 <b>Md</b> 1,20 Mendělevium	102 -259 <b>No</b> 1,20 Nobelium	103 -260 <b>Lr</b> 1,20 Lawrencium